

2019年度下期


2019年12月2日~2020年2月28日  
受注/サンプル到着分まで

# マイクロアレイ受託 キャンペーン

CGGAGGAAACGGGACGTTTCGTTCTTCGGCCGAGAGTCTGGGGCGGGCGGAGGAGGAGACGCCTGGGA  
CGGAGGAAACGGGACGTTTCGTTCTTCGGCCGAGAGTCTGGGGCGGGCGGAGGAGGAGACGCCTGGGA  
CGGAGGAAACGGGACGTTTCGTTCTTCGGCCGAGAGTCTGGGGCGGGCGGAGGAGGAGACGCCTGGGA

## ■ 遺伝子発現解析 (Agilent社)

1検体あたり **7.5** 万円 (税別)



- ◆ データ解析：正規化（発現比付き）
- ◆ Agilent社マイクロアレイ使用
- ◆ 対応生物種：ヒト、マウス
- ◆ キャンペーン特典として、ヒートマップを無料でお付けします（詳細は裏面をご覧ください）
- ◆ 4検体以上でのご利用に限ります

## ■ microRNA発現解析 (Agilent社)

1検体あたり **8.0** 万円 (税別)

- ◆ データ解析：発現値データマトリクス作成
- ◆ Agilent社マイクロアレイ使用
- ◆ 対応生物種：ヒト、マウス
- ◆ 8検体一括でのご利用に限ります

※本キャンペーンの実験解析はすべて国内（弊社ラボ）にて実施いたします。



株式会社 DNAチップ研究所

営業時間：平日 9:30~17:30

URL： <http://www.dna-chip.co.jp>

詳細はお問い合わせください。

(企画営業部)

Tel：03(5777)1705

Mail： [dnachip-support@dna-chip.co.jp](mailto:dnachip-support@dna-chip.co.jp)

# 実験解析は全て当社のラボで行ないます。

## キャンペーンの詳細情報

### Agilent社マイクロアレイ遺伝子発現解析

- 500ng以上のtotal RNAをお送りください。
- クオリティチェックは2回までおこないます。
- Agilent社 GE Human 8x60K ver.3.0・Mouse 8x60K ver.2.0アレイに限ります。
- 通常量プロトコルで1色法の実験に限ります（微量サンプルの場合は追加費用が発生いたします）。
- 相乗りプランでのご提供のため、納期のお約束はできません。
- 正規化データ（発現比付き）をご返却いたします。
- 発現比算出の最大比較数は、検体の数または10比較の内、少ない方となります。  
※例：5検体のご依頼の場合は最大5比較。15検体の場合は最大10比較です。
- キャンペーン特典のヒートマップにつきましては、解析有効遺伝子データセットを使ったヒートマップを作成してご返却いたします。  
その他条件を変更してのヒートマップ作成をご希望の場合はご相談ください。  
別途御見積させていただきます。
- 本キャンペーンは4検体以上でのご利用に限ります。
- 詳細はお問い合わせください。



### Agilent社マイクロアレイmicroRNA発現解析

- 500ng以上のtotal RNAをお送りください。
- クオリティチェックは2回までおこないます。
- Agilent社 miRNA Human 8x60K Rel.21・Mouse 8x60K Rel.21アレイに限ります。
- 発現値データマトリクスを作成しご返却いたします。
- 微量サンプル（エクソソーム由来等）での解析をご検討の場合は、必ず事前にご相談ください。  
仕様によって追加費用が発生する場合がございます。
- 本キャンペーンは8検体を一括でご利用いただく場合に限ります。
- 詳細はお問い合わせください。

#### [注意事項]

- 本受託解析サービスは、試験研究を目的にご利用ください。また、その他の目的（医療診断等）には使用できません。
- ヒト由来サンプルをご提供いただく場合は、お客様の施設において倫理委員会等で確認がなされたものを受領します。
- ご提供いただくサンプルは返却または破棄させていただきます。
- サンプル情報および得られた実験結果は、すべて機密情報として扱います。
- 本サービスの内容は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。



株式会社 DNAチップ研究所

〒105-0022

東京都港区海岸1-15-1 スズベイディウム5階

Tel : 03-5777-1705

Mail : dnachip-support@dna-chip.co.jp

営業時間：平日9:00~17:30

URL : <http://www.dna-chip.co.jp>

