








検査の流れ

肺がん コンパクトパネル[®] Dx マルチコンパニオン診断システムは以下の流れで行います。
未染スライド (FFPE) 検体、細胞診検体、未固定組織検体を用いて、核酸抽出から測定結果解析までを自社メディカルラボラトリーで行い、解析結果レポートを専用クラウドよりご返却いたします。

担当医	検査説明・同意取得 検体採取	
臨床検査技師	検体のご準備 ・未染スライド (FFPE) 検体 ・細胞診検体 ・未固定組織	
検査センター	検査センターに提出 DNA チップ研究所へ検体を輸送	
メディカルラボラトリー	核酸抽出 PCR 増幅 ライブラリー調整	
	シーケンス解析 (塩基配列を決定)	
	測定結果解析 ・マッピング ・変異コール ・意義付け	
担当医	専用クラウドより解析レポート確認	
	結果説明・治療選択	